

Vidas




Galectin-3

Ein Paradigmenwechsel
**im Management der
Herzinsuffizienz**




BIOMÉRIEUX

Vidas



Die Herzinsuffizienz ist zu komplex, um sie als einzelne Krankheit zu behandeln.

Ein Galectin-3-Wert kann Ihnen helfen, **chronische Herzinsuffizienz (HI)** Patienten mit einem erhöhten Risiko für eine Wiedereinweisung/Sterblichkeit (2-3 Mal höheres Risiko) zu **identifizieren**.¹⁻³



Die **Galectin-3 Bestimmung** kann prognostische Informationen geben und hilft Ihnen bei der:

- **IDENTIFIZIERUNG** des zugrundeliegenden Krankheitsprozesses und der Identifizierung von Hochrisikopatienten⁴
- **VORHERSAGE** des Wiedereinweisungs- und Sterblichkeitsrisikos
- **PERSONALISIERUNG** der Patientenversorgung⁵

Mehr Informationen unter:

www.biomerieux.com/Galectin-3

VIDAS® Galectin-3, ein Durchbruch für das Management der Herzinsuffizienz auf der diagnostischen Plattform Ihres Vertrauens

VIDAS® Galectin-3	
Bestellnummer	411191
Anzahl Tests/Kit	60 Tests
Verwendungszweck	Hilfsmittel bei der Beurteilung der Prognose von Patienten mit diagnostizierter chronischer Herzinsuffizienz
Zeit bis zum Vorliegen des Ergebnisses	20 min
Ergebnisse Entscheidungsschwellenwerte	≤ 17,8 ng/mL → "niedriges Risiko" 17,8 – 25,9 ng/mL → "mittleres Risiko" > 25,9 ng/mL → "hohes Risiko"
Probenart/Volumen	Serum, Plasma (EDTA, Lithium/Natriumheparinat) 200 µL
Kalibration/Kontrolle	S1-S1, C1; 1 Level (im Kit enthalten) alle 28 Tage
Messbereich	3,3-100 ng/mL
Protokoll Kompatibilität	NT-proBNP, PCT, Troponin I Ultra
Gesamte Präzision	VK < 5,5 % bei den Entscheidungsschwellenwerten
Haltbarkeit	12 Monate

Verfügbar auf: VIDAS®, mini VIDAS® und VIDAS® 3



Umfangreiches Testmenü für Herzmarker:
Troponin I Ultra, CK-MB, Myoglobin
NT-proBNP, Galectin-3

Literaturhinweise: 1. Lok DJ, et al. Clin Res Cardiol. 2010;99:323-8. 2. de Boer RA, et al. Ann Med. 2011;43:60-8. 3. Felker GM, et al. Circ Heart Fail. 2012;5:72-8. 4. Grandin EW, et al. Clin Chem. 2012;58:267-73. 5. McCullough PA, et al. Rev Cardiovasc Med. 2011;12:200-10

Für weitere Informationen und Fragen zur Produktverfügbarkeit setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen bioMérieux Außendienstmitarbeiter in Verbindung.

bioMérieux Deutschland GmbH
Weberstraße 8
72622 Nürtingen
Tel. +49 (0)7022 3007-0
Fax +49 (0)7022 36110
www.biomerieux.de

Werden Sie Mitglied der VIDAS®
Community und registrieren Sie
sich unter www.myvidas.com

www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.com

